

# 干式恒温器

## ES2000



### 产品介绍：

- ◆ ES2000干式恒温器是一款基于薄膜加热与PID自动控温技术设计的样品恒温孵育设备。灵活的定时、恒温及双区独立控温技术可有效的提高实验室工作效率，是各类样品孵化、催化以及保存等反应过程理想的设备。

### 产品特点：

- ◆ 简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。
- ◆ 双区控温可实现独立运行或同时运行。
- ◆ 同一操作界面可实现双区温度、时间独立或同时调控，操作简单便捷。
- ◆ 多种模块供用户选择，也可根据客户要求定制。
- ◆ 内置软件和硬件双重超温保护装置，多重安全保护，保证长期运行的稳定性和无人值守情况下的安全性，符合CE标准。
- ◆ 自动故障检测及蜂鸣器报警功能。
- ◆ 自带温度校准功能。

### 性能指标：

项目	参数
温度设置范围	0°C~100°C
时间设置	1min~99h59min/∞
显示精度	0.1°C
升温时间	≤15分钟 (25°C升温到100°C) *
开机自动运行	支持
温区	2
模块数量	4
电压	AC110或220V/50-60HZ
外形尺寸	370x254x217mm

项目	参数
控温范围	室温+5°C~100°C
控温精度	≤±0.3°C (@37°C*)
温度均匀性	≤±0.3°C (@37°C*)
自动预热	支持
断电自动恢复	支持
输入功率	240W
熔断器	250V 3A Φ5×20
重量	5Kg

\* 测试条件：室温25°C±2°C，温度计精度±0.1°C

### 可选模块：

型号	试管及孔径
MiniBoxA	15×2.0ml (离心管)
MiniBoxB	15×1.5ml (离心管)
MiniBoxC	24×0.5ml (离心管)
MiniBoxD	32×0.2ml (离心管)

定制模块：根据客户所需规格定制。

型号	孔径	试管数
MD40	Φ10mm	15
MD41	Φ12mm	12
MD42	Φ15mm	8
MD43	Φ16mm	8

ARKbio

深圳亨睿生物科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道39区华丰创业基地二期A座508  
电话：0755-27225204 网址：www.szhrbio.com

