


微孔板振荡器

MS100



产品介绍：

- ◆ MS100 是一款采用直流无刷电机和微电脑技术相结合的专门针对酶标板、细胞培养板的高速振荡器。一键式操作模式，使得用户能够非常方便的设置参数，简单易用。一次最多能够装载4块酶标板（96孔/384孔板）、细胞培养板（24孔板、48孔板、96孔板等）等样品。

产品特点：

- ◆ LCD实时显示系统运行状态和参数值。
- ◆ 采用高品质开关电源，整机长期运行稳定可靠。
- ◆ 采用一键式旋钮操作，简单易用。
- ◆ 可在0~100小时范围内任意设定培养时间，定时结束后，自动发出提示音。
- ◆ 自动故障检测及蜂鸣器报警功能。

性能指标：

项目	参数
时间设置	1min~99h59min
振幅	3mm
样本容量	4块标准板
输入功率	45W
外形尺寸	280×270×110 mm

项目	参数
转速范围	200~1500 Rpm
转速步进	10Rpm
电源	AC100V~240V 50/60 Hz
输入电压	AC100V~240V 50/60 Hz
重量	4.0kg



深圳亨睿生物科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道39区华丰创业基地二期A座508
电话：0755-27225204 网址：www.szhrbio.com

