

多管涡旋混匀仪

MS200



产品介绍：

- ◆ MS200多管涡旋混匀仪采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的试管固定海绵，能够对各类常用试管进行混匀培养，最多一次可混合处理50个样品。适用于生物工艺学，微生物学和医学分析等领域。

产品特点：

- ◆ 一键式旋钮操作模式，简单易用。
- ◆ 1min~99h59min范围内任意设定定时时间，运行结束后自动发出提示音。
- ◆ 多种海绵试管架可选，用途广泛。
- ◆ 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。
- ◆ 直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命、免保养。
- ◆ 最多可以一次处理50个试验样品，让实验高效快捷。
- ◆ 操作面板简洁，微处理器精确控制，LED实时显示速度和时间。
- ◆ 人性化的程序设计，内置点动和定时两种操作模式。

性能指标：

项目	参数
转速范围	500~2500rpm
振幅	4mm水平回转
输入功率	70W
外形尺寸	410x276x432mm

项目	参数
时间设置	1min~99h59min
最大载重	4.5Kg
输入电压	AC100V~240V 50/60 Hz
重量	20Kg

可选试管架：

型号	试管架规格	适用试管规格(外径)
MS200-T10	50x Φ 10mm	Φ 9~ Φ 10mm
MS200-T12	50x Φ 12mm	Φ 11~ Φ 13mm
MS200-T15	50x Φ 15mm	Φ 14~ Φ 17mm

型号	试管架规格	适用试管规格(外径)
MS200-T20	50x Φ 20mm	Φ 18~ Φ 21mm
MS200-T25	15x Φ 25mm	Φ 24~ Φ 27mm
MS200-T29	15x Φ 29mm	Φ 28~ Φ 32mm



深圳亨睿生物科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道39区华丰创业基地二期A座508
电话：0755-27225204 网址：www.szhrbio.com

