

涡旋混匀仪

MIX1000



产品介绍：

- ◆ MIX1000涡旋混匀仪是一款体积小，接触模式适合短时间(点动)混合样品。无级调速范围：1000-3500rpm，适用于混合小量的样品。该款仪器体积小，特别适合比较小或拥挤的实验室。主要适用于医学、生物工程、化学实验室、生化实验室、工厂化验室和医院检验科、医药等研究领域，混匀效果明显，且对试管内的物质无任何污染和影响。

产品特点：

- ◆ 无级调速范围：1000-3500rpm。
- ◆ 震荡容器最大直径为30mm，可用于震荡试管，离心管，Eppendorf管。
- ◆ 主机外壳和试管底座为塑料制成，耐化学腐蚀。
- ◆ 设计小巧紧凑，性能可靠。

性能指标：

项目	参数
外形尺寸	125×115×76 (mm)
最大载重	0.1kg
运行方式	圆周
重量	0.55kg

项目	参数
输入电源	AC100-240V, 50/60Hz
转速	1000-3500rpm (±25%)
周转直径	4.5mm
功率	24W

ARKbiolab

深圳亨睿生物科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道39区华丰创业基地二期A座508
电话：0755-27225204 网址：www.szhrbio.com

