

滚轴混匀仪

RM100



产品介绍：

- ◆ RM100滚轴混匀仪采用直流无刷电机和微电脑控制技术。操作简单易用,能够对各类常用试管进行滚动摇摆混匀。滚轴混匀仪特别适用于血液、粘性液体和液固悬浮液等混合。适用于预防血液凝固,血液样品可以免加抗凝血剂,而且不会破坏血细胞。

产品特点：

- ◆ LED显示屏实时显示时间及转速。
- ◆ 1min~99h59min 范围内任意设定时间,运行结束后自动发出提示音。
- ◆ 直流无刷电机性能稳定,速度可调,最高可达99rpm,低噪音,免保养。
- ◆ 有正常滚动摇摆和正反滚动摇摆两种模式。
- ◆ 滚动过程轻柔,连续长时间运转模式,安全可靠。
- ◆ 兼容使用不同尺寸的试管,应用范围广。

性能指标：

项目	参数
转速范围	20~99rpm
时间设置	1min~99h59min/∞
正反转时间设置	30sec~99min59sec
最大载重	4kg
输入功率	15W
熔断器	250V 3A Φ5×20
外形尺寸	480×250×100mm

项目	参数
运转方式	滚动和摇摆
振幅	25mm
滚轴数量	6根
滚轴长度	280mm
电压	AC100~240V/50-60HZ
重量	3.8kg
---	---

ARKbiolab

深圳亨睿生物科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道39区华丰创业基地二期A座508
电话：0755-27225204 网址：www.szhrbio.com

