

轨道式摇床

MPS-20



产品介绍：

◆ MPS-20轨道式摇床，采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的托盘，能够对各类常用烧瓶、培养皿、烧杯进行混匀培养。适用于生物工艺学，微生物学和医学分析等领域。

产品特点：

- ◆ LCD实时显示定时时间与转速值；
- ◆ 带正反转、暂停功能，可间歇式运行；
- ◆ 多种托盘可选，用于广泛需求；
- ◆ 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅；
- ◆ 直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命、免保养。

性能指标：

项目	参数
时间设置	1min~99h59min
转速范围	50~250Rpm
振幅	20mm
载重量	2.5kg
输入功率	35W
尺寸	350×320×130mm(通用托盘模式)

项目	参数
正反转功能	支持
正反转时间设置	1-99min
暂停时间	0-99sec
电源	AC100V~240V 50/60Hz
重量	8.2kg(通用托盘模式)
---	---

可选配件(托盘)：

型号	样本容量
PP-1	通用托盘(8个标准培养皿)
PP-2	可调托盘(4x250ml或6x100ml烧瓶)

型号	样本容量
PP-3(100ml)	100ml烧瓶托盘(12x100ml烧瓶)
PP-3(250ml)	250ml烧瓶托盘(6x250ml烧瓶)

ARKbiolab

深圳亨睿生物科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道39区华丰创业基地二期A座508
电话：0755-27225204 网址：www.szhrbio.com

