

# 轨道式摇床

## MPS-10



### 产品介绍：

- ◆ MPS-10轨道式摇床，采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的托盘，能够对各类常用烧瓶、培养皿、烧杯进行混匀培养。适用于生物工艺学，微生物学和医学分析等领域。

### 产品特点：

- ◆ LCD实时显示定时时间与转速值。
- ◆ 一键式旋钮操作模式，简单易用。
- ◆ 1min~99h59min小时内任意设定培养时间，运行结束后自动发出提示音。
- ◆ 多种托盘可选，用于广泛需求。
- ◆ 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。
- ◆ 直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命、免保养。

### 性能指标：

项目	参数
时间设置	1min~99h59min
振幅	10mm
输入电压	AC100V~240V 50/60 Hz
重量	7.0kg

项目	参数
转速范围	50~300 Rpm
输入功率	45W
载重量	2.5kg
外形尺寸	280×270×110mm（通用托盘模式）

### 可选配件(托盘)：

型号	样本容量
PP-1	通用托盘(8个标准培养皿)
PP-2	可调托盘(4x250ml或6x100ml烧瓶)

型号	样本容量
PP-3 (100ml)	100ml烧瓶托盘(12x100ml烧瓶)
PP-3 (250ml)	250ml烧瓶托盘(6x250ml烧瓶)



深圳亨睿生物科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道39区华丰创业基地二期A座508  
电话：0755-27225204 网址：www.szhrbio.com

