

# 恒温孵育摇床

## TOS30



### 产品介绍：

- ◆ TOS30恒温孵育摇床是一款结合气浴恒温、水平振荡功能的台式振荡培养箱，广泛应用于生物技术，微生物，医疗分析等领域，多种可选托盘满足各类烧瓶、烧杯、培养皿以及试管等容器的放置及固定。其巧妙的将精确控温以及低频高幅度的振荡功能相结合；并拥有操作便利、维护简单等特点。

### 产品特点：

- ◆ 简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。
- ◆ 集培养箱、振荡器于一体，节省实验室空间。
- ◆ 恒温空间紧凑，温度均匀性好，振荡噪音小。
- ◆ 上盖设有灵敏微动开关，箱盖开启时，加热和振荡自动停止，避免温度过冲。
- ◆ 采用特有的动平衡技术，使机器在高转速运行时更加平稳。
- ◆ 采用直流无刷电机，长寿命，免维护。
- ◆ 自带温度校准功能。
- ◆ 内置软件和硬件双重超温保护装置，使用更可靠。

### 性能指标：

项目	参数
温度设置范围	0℃~60℃
时间设置	1min~99h59min/∞
显示精度	0.1℃
转速范围	50~250rpm
升温时间	≤20分钟（25℃升温到60℃）
载重量	10.0kg
断电自动恢复	支持
输入功率	600W
熔断器	250V 3A Φ5×20
重量	41kg

项目	参数
控温范围	室温+5℃~60℃
控温精度	≤±0.5℃ (@37℃)
温度均匀性	≤±0.5℃ (@37℃)
水平振幅	20mm
平台尺寸	350x350mm
内腔高度	325mm
开盖自动暂停	支持
电压	AC220V/50-60HZ
外形尺寸(mm)	632x502x512mm
---	---

### 可选配件(托盘)：

型号	样本容量	备注
TOS30-T1	9×250ml锥形烧瓶	250ml烧瓶托盘
TOS30-T2	25×100ml锥形烧瓶	100ml烧瓶托盘

型号	样本容量	备注
TOS30-T3	16个培养皿	通用托盘
TOS30-T4	以实际样品为准	万能托盘（弹簧夹）

ARKbiolab

深圳亨睿生物科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道39区华丰创业基地二期A座508  
电话：0755-27225204 网址：www.szhrbio.com

