

微孔板离心机

MPC2800



产品介绍：

- ◆ MPC2800微孔板离心机是专门为微孔板设计的瞬时离心机，方便离下挂壁液。适用于96孔或384及小容量微孔板，同样适用带裙边、不带裙边及各种标准PCR微孔板。

产品特点：

- ◆ 简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。
- ◆ 采用直流无刷电机，噪音低、干扰小、免维护。
- ◆ 支持开盖自动停机功能。
- ◆ 支持点动运行功能。
- ◆ 加速快，从完全静止到最高转速只需10秒。
- ◆ 刹车时间短，从最高速到完全静止只需4秒。

性能指标：

项目	参数
转速设置范围	2200~2800Rpm
时间设置	15秒~1分钟59秒
最大相对离心力	550g
加速时间	≤10秒(0至2800Rpm)
刹车时间	≤4秒(2800至0Rpm)
外形尺寸	260x240x226mm
重量	3.3Kg

项目	参数
开盖停机	支持
短运行	支持
容量	2块标准PCR微孔板
输入功率	45W
电压	AC110~220V/50-60HZ
熔断器	250V/3A Φ5×20
---	---

ARKbiolab

深圳亨睿生物科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道39区华丰创业基地二期A座508
电话：0755-27225204 网址：www.szhrbio.com

